


Die neue Deep Well Platten Generation

Verbesserte Qualität, optimiertes Design und mehr Optionen



Die neuen Deep Well Platten von SARSTEDT sind perfekt geeignet, um Proben:

- > aufzubereiten
- > zu zentrifugieren
- > zu transportieren
- > zu lagern und zu mischen



Life Science

Herausragende Performance bei allen Standardanwendungen






Die komplett optimierte Geometrie bietet viele Features:

- Maximales Fassungsvermögen bei geringem Materialeinsatz
- Verbesserte Probendurchmischung sowie optimierte Probenrückgewinnung
- Sicher stapelbar, daher deutlich verbesserte Lagerkapazität,
- Luftschleusen, um gefrorene Proben im Wasserbad aufzutauen

Selbstverständlich liefern wir die Produkte – ready to use – zertifiziert nach unserem hohen Reinheitsstandard PCR Performance Tested (frei von humaner und bakterielle DNA, DNasen, RNasen & PCR-Inhibitoren).

Deep Well Platten geeignet für die automatisierte Probenisolation

Da moderne Labortechnik an die zugehörigen Verbrauchsmaterialien zurecht hohe Ansprüche stellt, unterstützt die neue Deep Well Platten Generation die automatisierte Probenisolation auf KingFisher™ und vielen weiteren Probenisolationsgeräten*.

Bezeichnung	Farbe	Reinheit	Material	Verpackung	Bestell-Nr.
Deep Well Platte, V-Boden, 2,2 ml*	transparent		PP	4 Stück / Beutel & 24 Stück / Karton	82.1972
Deep Well Platte, V-Boden, 2,2 ml*	transparent	 & Steril	PP	1 Stück / Blister & 24 Stück / Karton	82.1972.005
Deep Well Platte, Protein Low Binding, V-Boden, 2,2 ml*	transparent		PP	4 Stück / Beutel & 24 Stück / Karton	82.1972.600
Deep Well Platte, DNA Low Binding, V-Boden, 2,2 ml*	transparent		PP	4 Stück / Beutel & 24 Stück / Karton	82.1972.700
Spitzenkamm**	transparent		PP	2 Stück / Beutel & 20 Stück / Karton	82.1972.800

* Kompatible Systeme: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen), Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer)

** Kompatible Systeme: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen)

Deep Well Platten

Bezeichnung	Farbe	Reinheit	Material	Verpackung	Bestell-Nr.
Deep Well Platte, Rundboden, 0,5 ml	transparent	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-Inhibitor-frei,	PP	7 Stück / Beutel & 56 Stück / Karton	82.1969.002
Deep Well Platte, Rundboden, 1,2 ml	transparent	pyrogenfrei/	PS	4 Stück / Beutel & 32 Stück / Karton	82.1970.002
Deep Well Platte, Rundboden, 1,2 ml	transparent	endotoxinfrei	PP	4 Stück / Beutel & 24 Stück / Karton	82.1971.002

Verschlussfolien

Bezeichnung	Farbe	Reinheit	Durchstechbar	Verpackung	Bestell-Nr.
Adhäsive Aluminium-Folie	aluminium	DNase-/RNase-frei	ja	100 Stück / Beutel	95.1995
Adhäsive Verschlussfolie	transparent	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-Inhibitor-frei, pyrogenfrei/	nein	100 Stück / Beutel	95.1992
		endotoxinfrei			

Verschlussmatte für Deep Well Platten

Bezeichnung	Farbe	Reinheit	Verpackung	Bestell-Nr.
Verschlussmatte, für Deep Well Platten 0,5 ml und 1,2 ml	transparent	DNA-/DNase-/RNase-, PCR-Inhibitor-frei, pyrogenfrei/	10 Stück / Beutel & 50 Stück / Karton	95.1990.002
Verschlussmatte, für Deep Well Platten 2,2 ml	transparent	endotoxinfrei	10 Stück / Beutel & 250 Stück / Karton	95.1991.002

SARSTEDT AG & Co. KG

Sarstedtstraße 1 / D-51588 Nümbrecht / Tel.: +49 2293 305 0 / Fax: +49 2293 305 3450
Kundenservice Deutschland Telefon 0800 0 83 305 0 / info@sarstedt.com / www.sarstedt.com