


# De nieuwe generatie diepwellplaten

Betere kwaliteit, geoptimaliseerd design en meer opties



Ze zijn perfect om monsters:

- > te behandelen
- > te centrifugeren
- > te transporteren
- > te bewaren en te mengen

## Uitstekende performance bij alle standaardtoepassingen



### De volledig geoptimaliseerde geometrie biedt vele features:

- Maximale inhoud bij gering materiaalgebruik
- Verbeterde monsterneming, alsook geoptimaliseerde monsterrecuperatie
- Kan veilig worden gestapeld, daarom duidelijk verbeterde opslagcapaciteit,
- luchtsluizen om bevroren monsters in het waterbad te ontdooien

Natuurlijk leveren we de producten – ready to use – gecertificeerd volgens onze hoge zuiverheidsstandaard PCR Performance Tested (vrij van menselijk en bacterieel DNA, DNases, RNases en PCR-remmers).

## Diepwellplaten & tip comb geschikt voor de geautomatiseerde monsterisolatie

Aangezien moderne laboratoriumtechnologie terecht hoge eisen stelt aan de bijbehorende verbruiksmaterialen, ondersteunt de nieuwe generatie diepwellplaten de geautomatiseerde monsterisolatie op KingFisher™ en vele andere monsterisolatieapparaten\*.

| Benaming   | Kleur       | Zuiverheid   | Materiaal | Verpakking                      | Bestelnr.   |
|--|-------------|--|-----------|---------------------------------|-------------|
| Diepwellplaat, V-bodem, 2,2 ml*                      | transparant |             | PP        | 4 stuks/zak en 24 stuks/karton  | 82.1972     |
| Diepwellplaat, V-bodem, 2,2 ml*                      | transparant |  en steriel | PP        | 1 stuk/blister en 24 stuks/doos | 82.1972.005 |
| Diepwellplaat, Protein Low Binding, V-bodem, 2,2 ml* | transparant |             | PP        | 4 stuks/zak en 24 stuks/doos    | 82.1972.600 |
| Diepwellplaat, DNA Low Binding, V-bodem, 2,2 ml*     | transparant |             | PP        | 4 stuks/zak en 24 stuks/doos    | 82.1972.700 |
| Tip comb**   | transparant |             | PP        | 2 stuks/zak en 20 stuks/karton  | 82.1972.800 |

\* Compatibele systemen: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen), Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer)

\*\*Compatibele systemen: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen)

## Diepwellplaten

| Benaming                           | Kleur       | Zuiverheid                             | Materiaal | Verpakking                     | Bestelnr.   |
|------------------------------------|-------------|--|-----------|--------------------------------|-------------|
| Diepwellplaat, ronde bodem, 0,5 ml | transparant | DNA-/DNase-/RNase-, PCR-inhibitorvrij, | PP        | 7 stuks/zak en 56 stuks/karton | 82.1969.002 |
| Diepwellplaat, ronde bodem, 1,2 ml | transparant | pyrogeenvrij/                          | PS        | 4 stuks/zak en 32 stuks/karton | 82.1970.002 |
| Diepwellplaat, ronde bodem, 1,2 ml | transparant | endotoxinevrij                         | PP        | 4 stuks/zak en 24 stuks/karton | 82.1971.002 |

## Afsluitfolie

| Benaming                 | Kleur       | Zuiverheid   | Doorprikbaar | Verpakking    | Bestelnr. |
|--------------------------|-------------|--|--------------|---------------|-----------|
| Adhesief aluminium folie | aluminium   | DNase-/RNase-vrij                                    | ja           | 100 stuks/zak | 95.1995   |
| Adhesieve afsluitfolie   | transparant | DNA-/DNase-/RNase-, PCR-inhibitorvrij, pyrogeenvrij/ | nee          | 100 stuks/zak | 95.1992   |
|                          |             | endotoxinevrij                                       |              |               |           |

## Afsluitmat voor diepwellplaten

| Benaming   | Kleur       | Zuiverheid  | Verpakking                       | Bestelnr.   |
|--|-------------|---|----------------------------------|-------------|
| Afsluitmat, voor diepwellplaten 0,5 ml en 1,2 ml | transparant | transpa-rant DNA-/DNase-/RNase-, PCR-inhibitorvrij, | 10 stuks/zak en 50 stuks/karton  | 95.1990.002 |
| Afsluitmat, voor diepwellplaten 2,2 ml           | transparant | pyrogeenvrij/endotoxinevrij                         | 10 stuks/zak en 250 stuks/karton | 95.1991.002 |

## SARSTEDT BV

Uitbreidingsstraat 84/3 / 2600 Berchem / Tel +32 3 541 76 92 / Fax +32 3 541 81 03  
info.be@sarstedt.com / www.sarstedt.com

## SARSTEDT B.V.

Rithmeesterpark 23 A / 4838 GZ Breda / Tel: +31 76 501 75 50 / Fax: +31 76 501 76 26  
info.nl@sarstedt.com / www.sarstedt.com