

Organizacja pracy

Od pobrania próbki
po analizę sekwencji



SARSTEDT: Organizacja pracy w diagnostyce molekularnej


Materiały eksploatacyjne idealne dla przebiegu Twojej pracy

Perfekt aufeinander abgestimmt

SARSTEDT oferuje optymalnie dobrane rozwiązania produktowe do organizacji pracy na etapie diagnostyki molekularnej. Naszą uwagę skupiamy przede wszystkim – choć nie tylko – na niezmiennej jakości. Wszystkie nasze produkty są do siebie dopasowane - od momentu pobrania próbki, poprzez etap izolacji, aż po analizę.

Dzięki wyjątkowej czystości materiałów eksploatacyjnych, które produkujemy w naszych fabrykach – made in Germany – możemy wznieść jakość Twojej pracy na nowy poziom.

Wykorzystaj zalety synergii jaką zapewniają produkty dla przebiegu pracy w diagnostyce molekularnej. Masz pytania? Z przyjemnością doradzimy!



Więcej informacji
znajdziesz online

[molecular-workflow.
sarstedt.com/pl/
plytki-pcr](https://molecular-workflow.sarstedt.com/pl/plytki-pcr)

System S-Monovette®

Stabilizacja próbek cfDNA i RNA



Stabilizacja próbek – od momentu pobrania

Niezafałszowana i stabilna próbka krwi jest podstawą wiarygodnych, a tym samym powtarzalnych wyników molekularnych analiz biologicznych. System S-Monovette® firmy SARSTEDT to gwarancja próbek krwi żyłnej zgodnych z najwyższymi standardami. Opatentowany system do aspiracji redukuje hemolizę próbek do minimum.

Probówki S-Monovette firmy SARSTEDT zapewniają bezkonkurencyjną wydajność stabilizacji

S-Monovette® cfDNA Exact

- Niezawodna stabilizacja próbki – do 14 dni w temp. 4 – 37°C
- Brak wnikania gDNA z komórek jądrzastych: dokładne wyniki analizy bez zafałszowań
- Minimalna hemoliza – najlepsza jakość próbek – wiarygodne wyniki

S-Monovette® RNA Exact

- Niezawodna stabilizacja próbek:
 - do 5 dni w temperaturze pokojowej
 - do 14 dni w stanie schłodzonym (8°C)
 - wieloletnia stabilność w stanie zamrożonym w temp. –80°C
- Najbardziej wiarygodne wyniki analiz dzięki niezmiennie niezawodnej stabilizacji różnych transkryptów i najwyższemu uzyskowi RNA
- Znacznie szybsza izolacja RNA w porównaniu do uznanych systemów – efektywne zarządzanie czasem – wyniki w krótszym czasie



Więcej informacji
znajdziesz online
[molecular-workflow.
sarstedt.com/pl/
molecular-biologic-
monovette](http://molecular-workflow.sarstedt.com/pl/molecular-biologic-monovette)

Zautomatyzowane jest lepsze

Płytki Deep Well – kompatybilne z urządzeniem do izolacji próbek KingFisher™




Najwyższa kompatybilność z powszechnie stosowanymi urządzeniami do izolacji próbek

Nowoczesne techniki laboratoryjne stawiają wysokie wymagania materiałom eksploatacyjnym. Stąd też ogromną rolę odgrywa kompatybilność. Nowa generacja płytek Deep Well jest przystosowana do automatycznej izolacji próbek w urządzeniach KingFisher™ i wielu innych urządzeniach do izolacji próbek.

Kompatybilne systemy:

- KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™)
- KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™)
- KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™)
- KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™)
- Bio Sprint 96 (Qiagen)
- Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer)



Przetestuj bezpłatnie i bez zobowiązań!

molecular-workflow.sarstedt.com/pl/plytki-deep-well



Imponująco dobre

- Maksymalna stabilność kształtu i dokładność wymiarów oznaczają idealne dopasowanie dla automatyki
- Zaprojektowane zgodnie ze standardem ANSI/SLAS, dla zapewnienia najwyższej możliwej kompatybilności z wieloma urządzeniami
- Optymalna geometria dołka – udoskonalone mieszanie próbek – wydajniejsza praca
- Produkty z polipropylenu są bardzo odporne na działanie środków chemicznych
- Optymalna geometria dna usprawnia proces pozyskiwania próbek – najwydajniejsze wykorzystanie materiału próbki
- Odpowiednie do stosowania w zakresie temperatur od -86°C do $+120^{\circ}\text{C}$
- Certyfikat PCR Performance Tested dla ochrony przed kontaminacją




Automatyzacja zapewniająca lepsze wyniki

Oferujemy również optymalnie dopasowany grzebień do automatycznej separacji cząstek magnetycznych.



Maksymalna niezawodność

Płytki PCR firmy SARSTEDT





Więcej informacji znajdziesz online

molecular-workflow.
sarstedt.com/pl/
plytki-pcr


Aby zagwarantować możliwie najbardziej precyzyjne wyniki analizy próbek *in vitro*, firma SARSTEDT oferuje kompleksową gamę materiałów eksploatacyjnych zaprojektowanych z myślą o tym konkretnym zastosowaniu:

- optymalny „biały” kolor poprawia czułość qPCR – przekłada się to na dokładniejsze dane i zwiększoną powtarzalność
- Warianty DNA & Protein Low Binding zapewniające maksymalny odzysk próbek
- Testy dla 100% szczelności każdego dołka już w procesie produkcyjnym, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo cennych próbek
- Produkcja w czystych pomieszczeniach – badania biologiczne niezależnych laboratoriów – maksymalna czystość



SARSTEDT: Organizacja pracy w diagnostyce molekularnej

Wykorzystaj zalety naszych dopasowanych do siebie materiałów eksploatacyjnych!



Workflow diagnostyki molekularnej online

molecular-workflow.sarstedt.com/pl

W przypadku pytań:
Chętnie służyjemy dalszą pomocą!

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.sarstedt.com

SARSTEDT Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Tel.: +48 22 722 05 43

info.pl@sarstedt.com
www.sarstedt.com



Więcej informacji,
filmów i porad:
molecular-workflow.sarstedt.com