


Nová generace destiček Deep Well

Vylepšená kvalita, optimalizovaný design a více možností



Skvěle se hodí pro:

- > přípravu vzorků
- > centrifugaci vzorků
- > přepravu vzorků
- > skladování a míchání vzorků



Life Science

Skvělý výkon při všech standardních aplikacích






Kompletně optimalizovaná geometrie nabízí řadu vlastností:

- maximální objem při nízké spotřebě materiálu
- lepší promíchání vzorků i optimalizované zpětné získávání vzorků
- bezpečně stohovatelné a díky tomu výrazně lepší skladovací kapacita
- vzduchové komůrky pro rozmrazování zmrazených vzorků ve vodní lázni

Samozřejmostí je, že produkty – ready to use – dodáváme certifikované v souladu s naším vysokým standardem čistoty PCR Performance Tested (bez přítomnosti lidské a bakteriální DNA, DNázy, RNázy a inhibitorů PCR).

Destičky Deep Well vhodné pro automatizovanou izolaci vzorků

Protože moderní laboratorní technika klade vskutku vysoké nároky na související spotřební materiály, podporuje nová generace destiček Deep Well automatizovanou izolaci vzorků ve vaší laboratoři na přístroji KingFisher™ a mnoha dalších přístrojích pro izolaci vzorků*.

Název	Barva	Čistota	Materiál	Balení	Objednací č.
Destička Deep Well, dno ve tvaru V, 2,2 ml*	transparentní		PP	4 kusy / sáček a 24 kusů / karton	82.1972
Destička Deep Well, dno ve tvaru „V“, 2,2 ml*	transparentní	 a sterilní	PP	1 kus / blistr a 24 kusů / karton	82.1972.005
Destička Deep Well, Protein Low Binding, dno ve tvaru „V“, 2,2 ml*	transparentní		PP	4 kusy / sáček a 24 kusů / karton	82.1972.600
Destička Deep Well, DNA Low Binding, dno ve tvaru „V“, 2,2 ml*	transparentní		PP	4 kusy / sáček a 24 kusů / karton	82.1972.700
Hrotový hřeben**	transparentní		PP	2 kusy / sáček a 20 kusů / karton	82.1972.800

* Kompatibilní systémy: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Apex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Duo Prime (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen), Chemagic™ Prime™ (PerkinElmer)

**Kompatibilní systémy: KingFisher™ Flex (Thermo Scientific™), KingFisher™ Presto (Thermo Scientific™), Bio Sprint 96 (Qiagen)

Destičky Deep Well

Název	Barva	Čistota	Materiál	Balení	Objednací č.
Destička Deep Well, kulaté dno, 0,5 ml	transparentní	bez přítomnosti DNA/DNázy/	PP	7 kusů / sáček a 56 kusů / karton	82.1969.002
Destička Deep Well, kulaté dno, 1,2 ml	transparentní	RNázy, inhibitorů	PS	4 kusy / sáček a 32 kusů / karton	82.1970.002
Destička Deep Well, kulaté dno, 1,2 ml	transparentní	PCR, pyrogenů/ endotoxinů	PP	4 kusy / sáček a 24 kusů / karton	82.1971.002

Uzavírací fólie

Název	Barva	Čistota	Propichovatelná	Balení	Objednací č.
Adhezivní hliníková fólie	hliník	bez přítomnosti DNázy/RNázy	ano	100 kusů / sáček	95.1995
Adhezivní uzavírací fólie	transparentní	bez přítomnosti DNA/DNázy/ RNázy, inhibitorů PCR, pyrogenů/endotoxinů	ne	100 kusů / sáček	95.1992

Verschlussmatte für Deep Well Platten

Název	Barva	Čistota	Balení	Objednací č.
Uzavírací podložka, pro destičky Deep Well 0,5 ml a 1,2 ml	transparentní	bez přítomnosti DNA/DNázy/ RNázy, inhibitorů PCR,	10 kusů / sáček a 50 kusů / karton	95.1990.002
Uzavírací podložka, pro destičky Deep Well 2,2 ml	transparentní	pyrogenů/endotoxinů	10 kusů / sáček a 250 kusů / karton	95.1991.002

SARSTEDT spol. s r.o.

Pod Pekárnami 338/12 / 190 00 Praha 9 / Tel: +420 281 021 491/ Fax: +420 281 021 495
info.cz@sarstedt.com / www.sarstedt.com